

# SPYCRA<sup>®</sup> Contact

Neadhezívne kontaktné silikónové krytie



Chrání ranu, minimalizuje bolesť pri preväze

## Silikónová technológia ReSkin – patentované!

Otvorená elastická polyamidová štruktúra s jemnou silikónovou adhezívnou vrstvou zaručuje vysokú prispôsobivosť krytia, optimálny prechod exsudátu a maximálnu ochranu rany a okolitej pokožky pri nosení i výmene



## Ako krytie pracuje

- účinne chráni lôžko rany, minimalizuje traumu pri výmene krytia<sup>1</sup>
- elastická polyamidová sieťka sa výborne prispôsobí aj nerovným oblastiam<sup>1,2</sup>
- vysoko porézna štruktúra zabezpečuje prechod exsudátu do sekundárneho absorpčného krytia
- umožňuje vizuálnu kontrolu rany<sup>1</sup>
- znižuje riziko macerácie okrajov rany
- možno ponechať na rane až 14 dní



## Indikácie

- traumatické rany, abrázie, lacerácie
- kožné štepy, popáleniny I. a II. stupňa
- vredy predkolenia, dekubity
- rany ošetrované podtlakovou terapiou
- chirurgické rany
- Epidermolysis Bullosa



### Prehľad krytí

Kód ŠÚKL	Názov produktu	Balenie ks	Úhrada ZP
A91319	Spycra Contact 7,5 × 10 cm	10	✓
A91325	Spycra Contact 10 × 18 cm	5	✓
A91326	Spycra Contact 18 × 30 cm	3	

Spycra® Contact a ReSkin Silicone Technology sú ochranné známky spoločnosti ReSkin Medical NV

Referencie: 1. Gryson L. Et al: Cohort study comparing a standard treatment and an elastic silicone wound contact layer for the care of open wounds in combination with secondary absorbent dressings (schválené na publikáciu), 2. Dáta v súboroch ReSkin Medical NV.